

鼠抗人 IgG 抗体

货 号	IG703
抗体类型	单克隆抗体
性 状	液体
种 属	小鼠 IgG1
靶 标	人 IgG (γ 链)
纯化方法	亲和层析
过 滤	0.2um
纯 度	≥90%
标 记 物	无
缓冲系统	10mM 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS), pH7.4
防 腐 剂	无
保存条件	≤-20℃
有 效 期	24 个月
应用范围	侧向层析、酶联免疫、化学发光、WB 等免疫检测方法。
注意事项	避免反复冻融。如需多次取用, 建议分装保存。

Address: 8400 Baltimore Ave. Suite 302 College Park MD 20740 USA